

|   |  |
|---|--|
| <b>Instruks vedrørende: Opbevaring, transport og betjening af Elken</b> |  |
| <b>Målgruppe</b>  | Plejepersonale i Hjemmeplejen  |
| <b>Formål</b>   | At sikre korrekt betjening af Elken<br>At sikre, at plejepersonalet kender til Elkens opbevaringssted i lokalområdet<br>At sikre korrekt transport af Elken  |
| <b>Mål</b>  | At plejepersonalet hurtigt og effektivt kan hjælpe borgere, som er faldet  |
| <b>PROCEDURE</b>  |  |
| <b>Betjening</b>  | <p>Elken er tilknyttet akut-telefonen i det enkelte lokalområde.</p> <p>Der skal foreligge en sygeplejefaglig vurdering af borgerens tilstand før forflytning med Elken finder sted.</p> <p>Elken betjenes som udgangspunkt af 2 personer, hvoraf den ene er fra sygeplejegruppen. Opgaven kan dog overdrages til hjælper efter den sygeplejefaglige vurdering.</p> <p>Der er udførlig brugsanvisning ved Elken, som skal følges.</p>  |
| <b>Opbevaringssted og transport</b>                                     | <p>Elken er sårbar overfor temperatursvingninger, derfor skal der tage højde for dette ved valg af såvel opbevaringssted som transportmåde.</p> <p><b>Øster:</b> Elken er placeret i hjælperdepotet.</p> <p><b>Stranden:</b> Elken er placeret i sygeplejedepotet 1. sal</p> <p><b>Vester:</b> Elken er placeret i Glentemosen 5, i grupperummet. Elken er i det lille rum bag døren.</p> <p>Efter brug skal Elken rengøres og leveres retur til den respektive placering, så den igen er klar til brug.</p> |
| <b>Lovgrundlag</b>  |  |
| <b>Referencer</b>   |  |
| <b>Kilder</b>   |  |