

## Bilag 3, Produktkatalog, Region Hovedstaden

<b>Antibiotika til hjemmebehandling</b>					
Kan bestilles via Region Hovedstadens Apotek (RAP)			Kræver kontrakt med RAPs Serviceproduktion		
Senest opdateret 17-12-21 (ML) Vers.nr. 5	Diviba <sup>®</sup> - Koblede antibiotika	Duplex <sup>®</sup> - Koblede antibiotika	Hætteglas + overføringsdevice	Infusionsposer Klar-til-brug	Elastomerisk pumpe
	Koblet til 100 ml. Blandes før brug - Se vejledning. Lukket system.  Opbevares ved stuetemperatur. Anvendes umiddelbart efter blanding.	2-kammerposer. Forseglingen brydes før brug - se vejledning. Lukket system.  Opbevares ved stuetemperatur. Anvendes umiddelbart efter blanding.	Lægemedel blandes ved hjælp af overføringsdevice med væske i et semi lukket system.  Opbevares som beskrevet på lægemidlet. Anvendes umiddelbart efter blanding.	Færdigblandet antibiotika. Kan fx anvendes i infusionsæt eller CADD-pumpe***  Opbevaring som anvist under det enkelte lægemiddel.	Pumpe til kontinuert infusion med varierende indløbs hastighed og varighed  Opbevaring som anvist under det enkelte lægemiddel.
	<b>Lagervare*</b>	<b>Lagervare*</b>	<b>Lagervare*</b>	<b>Fremstilles ved bestilling**</b>	<b>Fremstilles ved bestilling**</b>
<b>Ambisome</b>				Op til 1000 mg i iso.glukose konc. 0,2-0,5 mg/ml Holdbarhed: 4 døgn (2-8°C) / 1 døgn (15-25°C) konc. 0,5 - 2 mg/ml*** Holdbarhed: 7 døgn (2-8°C) / 3 døgn (15-25°C)	
<b>Ampicillin</b>	1 g (vnr.: 709246) 2 g (vnr.: 709410)		1 g (vnr.: 108259; 1 stk) 2 g (vnr.: 136334; 1 stk)	1 g (100 ml) Holdbarhed: 2 døgn (2-8°C) 2 g (100 ml) Holdbarhed: 2 døgn (2-8°C)	
<b>Benzylpenicillin</b>	1 mill. IE (0,6 g) (vnr.: 709188; 10 stk) 2 mill. IE (1,2 g) (vnr.: 709204; 10 stk) 5 mill. IE (3 g) (vnr.: 709220; 10 stk)		1 mill. IE (0,6 g) (vnr.: 505503; 10 stk) 2 mill. IE (1,2 g) (vnr.: 546838; 10 stk) 5 mill. IE (3 g) (vnr.: 505495; 10 stk)	1 mill. IE (100 ml) Holdbarhed: 2 døgn (2-8°C) 2 mill. IE (100 ml) Holdbarhed: 2 døgn (2-8°C) 8 mill. IE / 4,8 g (100 ml)*** Holdbarhed: 2 døgn (2-8°C)	
<b>Ceftriaxon</b>				1000-4000 mg Holdbarhed: 7 døgn (2-8°C)	
<b>Cefuroxim</b>		750 mg (vnr.: 152953; 24 stk) 1500 mg (vnr.: 472699; 24 stk)	750 mg (vnr.: 133174; 10 stk) 1500 mg (vnr.: 444892; 10 stk)	750 mg Holdbarhed: 14 døgn (2-8°C) / 1 døgn (15-25°C) 1500 mg Holdbarhed: 14 døgn (2-8°C) / 1 døgn (15-25°C)	
<b>Cloxacillin</b>	1 g (vnr.: 709436; 10 stk)		1 g (vnr.: 551489; 10 stk)	1 g (100 ml) Holdbarhed: 3 døgn (2-8°C) / 10 timer (15-25°C) 4 g (500 ml)*** Holdbarhed: 3 døgn (2-8°C)	
<b>Ecalta</b>				100 mg (100 ml)*** Holdbarhed: 2 døgn (15-25°C) 200 mg (200 ml)*** Holdbarhed: 2 døgn (15-25°C)	
<b>Ertapenem</b>			1 g (vnr.: 033693; 10 stk)	1 g (50 ml) Holdbarhed: 3 døgn (2-8°C)	
<b>Meropenem</b>	1 g (vnr.: 709105; 10 stk)		1 g (vnr.: 139031; 10 stk)		
<b>Piperacillin/Tazobactam</b>	2 g + 0,25 g (vnr.: 709147; 10 stk)  4 g + 0,5 g (vnr.: 709162; 10 stk)		2 g + 0,25 g (vnr.: 570006; 10 stk)  4 g + 0,5 g (vnr.: 513935; 10 stk)	4 g + 0,5 g (100 ml) Holdbarhed: 14 døgn (2-8°C) / 3 døgn (15-25°C) 8 g + 1 g (296 ml)*** Holdbarhed: 7 døgn (2-8°C) / + 28 timer (15-25°C) 12 g + 1,5 g (320 ml)*** Holdbarhed: 7 døgn (2-8°C) / + 28 timer (15-25°C) 14 g + 1,75 g (320 ml)*** Holdbarhed: 7 døgn (2-8°C) / + 28 timer (15-25°C) 16 g + 2,0 g (320 ml)*** Holdbarhed: 7 døgn (2-8°C) / + 28 timer (15-25°C)	8 g + 1 g (248 ml, 24 timer) Holdbarhed: 6 døgn (2-8°C) / + 24 timer (15-25°C) 12 g + 1,5 g (248 ml, 24 timer) Holdbarhed: 6 døgn (2-8°C) / + 24 timer (15-25°C) 16 g + 2,0 g (248 ml, 24 timer) Holdbarhed: 6 døgn (2-8°C) / + 24 timer (15-25°C)
<b>Vancomycin</b>				500 mg (100 ml) Holdbarhed: 4 døgn (2-8°C) 1 g (250 ml) Holdbarhed: 4 døgn (2-8°C)	
<b>Diverse tilbehør</b>					
<b>Kits til antibiotika</b>	Varenr. 872467: Kit til IV-hjemmebehandling med Diviba <sup>®</sup> , 1 dosis  Infusionssæt 1 stk BD-saline forfyldte saltvandsprøjter 2 stk Desinficerende spritserviet Isotonisk Natriumklorid til skylning, 50 ml Handsker str. M, 1 par  Vejledning til Diviba <sup>®</sup>	Varenr. 872467: Kit til IV-hjemmebehandling med Duplex <sup>®</sup> , 1 dosis  Infusionssæt 1 stk BD-saline forfyldte saltvandsprøjter 2 stk Desinficerende spritserviet Isotonisk Natriumklorid til skylning, 50 ml Handsker str. M, 1 par  Vejledning til Duplex	Varenr. 872468: Kit til IV-hjemmebehandling med overføringskanyler, 1 dosis  Infusionssæt 1 stk BD-saline forfyldte saltvandsprøjter 2 stk Desinficerende spritserviet Isotonisk Natriumklorid til skylning, 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml, 100 ml til Ecoflac, 1 stk. Ecoflac overføringskanyler Afdækningsstykke 1 stk Vejledning til Ecoflac Braun	Varenr. 872467: Kit til IV-hjemmebehandling – Antibiotika færdigblandet Klar-til-brug, 1 dosis  Infusionssæt 1 stk BD-saline forfyldte saltvandsprøjter 2 stk Desinficerende spritserviet Isotonisk Natriumklorid til skylning, 50 ml Handsker str. M, 1 par  Vejledning til XXX	
<b>Generel information:</b>					
* Bestilles i Online II eller via afdelingens tilknyttede apotekspersonale					
** Kræver kontrakt med Region Hovedstadens Apoteks Serviceproduktion. Kontakt evt afdelingens tilknyttede apotekspersonale					
*** Til brug i CADD-pumpe er overskydende luft fjernet fra infusionsposen					