

Bestillingsprocedure for utensilier til Klinisk Mikrobiologi

Fra den 1. januar 2020 skal utensilier til klinisk mikrobiologi bestilles via SAP-bestillingsportalen, hvor der også bestilles utensilier til klinisk biokemi. Du kan bestille de samme produkter, som du kender i dag. Den normale leveringstid vil være 4-5 hverdage.

SAP er Region Hovedstadens bestillingssystem til bl.a. utensilier.

Du bestiller via dette link:

<https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Utensiliebestilling/Sider/Utensiliebestilling.aspx>

Bestilling af rekvisitionssedler:

Rekvisitionssedler kan ikke bestilles via ovenstående link, men skal bestilles via mail eller tlf. hos KMA. Oplys: antal, adresse samt hvem der bestiller.

Mail: ahh-mikrobiologi@regionh.dk eller tlf. 38622429.

log-in:

Æblehavens brugernavn: Kmu105

Æblehavens adgangskode: Praksiskmu105

Nygårds Plads brugernavn: Kmu098

Nygårds Plads adgangskode: Praksiskmu098

Gildhøjhjemmet Brugernavn: Kmu045

Gildhøjhjemmet Adgangskode: Praksiskmu045

Hjemmeplejen rekvirerer utensilier fra borgerens egen læge.

Har du spørgsmål til utensilier og hvilke du skal vælge, kan du kontakte Laboratriekonsulenterne på telefon 4829-2200. Se dog først bilag F1.9.1: [Valg af utensilier ved mikrobiologisk prøvetagning praktiserende læger](#)

Har du spørgsmål af mere teknisk karakter, kan du kontakte SAP Kompetence- og Supportcenter på telefon 3866-5858.

TAST 1 - for spørgsmål til rekvirering og varelevering. Telefontid mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00 og fredag kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 9.30 - 14.00. Mail: rekvirentsupport@regionh.dk

TAST 2 - for SAP Brugeradministration. Telefontid mandag - torsdag kl. 9.00 - 15.00 og fredag kl. 9.30 - 14.00. Mail: cok-sap-bruger@regionh.dk

Har du spørgsmål omkring de enkelte analyser og dertilhørende utensilier, kan du kontakte KMA, sekretariatet på telefon 3862-2429 dagligt mellem 8.00 og 15.30.

For yderligere information, se:

<https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Sider/default.aspx>